

Anticorps Polyclonal De Lapin Foxp1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H334

Numéro d'article: CM0017886



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin FOXP1 adapté pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte la protéine FOXP1 endogène chez l'homme, la souris et le rat. Utilisé dans la recherche sur la régulation de la transcription, l'immunologie et les cellules souches.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FOXP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MFH ; QRF1 ; 12CC4 ; hFKH1B ; HSPC215 ; FOXP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27086
GeneID	27086
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 550-677 de la protéine FOXP1 humaine (NP_116071.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H334
Poids moléculaire de la protéine	75 kDa
Expédition	Sac de glace