

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Foxp3 Pour Ihc-P Et Elisa - Q9Bzs1

Numéro d'article: CM0005000



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin anti-FOXP3 est validé pour l'IHC-P et l'ELISA, avec une réactivité croisée envers l'humain et la souris. Idéal pour étudier la fonction des lymphocytes T régulateurs et l'homéostasie immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-FOXP3
Remarques/Alias	JM2 ; AIID ; IPEX ; PIDX ; XPID ; DIETER
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	50943
GeneID	50943
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de FOXP3 humain (NP_054728.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BZS1
Poids protéique	47 kDa
Expédition	Sac de glace