

Pab De Lapin Contre Foxp3 Pour Wb, Elisa - Q9Bzs1

Numéro d'article: CM0028946



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre FOXP3 humain pour WB et ELISA. Validé sur humain, souris, rat. Immunogène recombinant ciblant les acides aminés 206-300. Idéal pour la recherche sur les Treg et la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin contre FOXP3
Remarques / Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER; FOXP3
Espèce	Humain
GeneID	50943
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 206-300 de FOXP3 humain (NP_054728.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BZS1
Poids protéique	47 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace