

Fsp1/S100A4 Ac De Lapin - P26447

Numéro d'article: CM0019867



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FSP1/S100A4 validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Détecte la protéine S100A4 humaine et murine, une protéine de liaison au calcium impliquée dans la motilité cellulaire, l'apoptose et la recherche sur les métastases cancéreuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac de lapin anti-FSP1/S100A4
Remarques/Alias	42A ; 18A2 ; CAPL ; FSP1 ; MTS1 ; P9KA ; PEL98 ; FSP1/S100A4
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	6275
ID du gène	6275
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 101 de la FSP1/S100A4 humaine (NP_002952.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	P26447
Poids moléculaire	12 kDa
Expédition	Sac de glace