

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ftcd Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O95954

Numéro d'article: CM0007577

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la FTCD humaine, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA ; réagit de manière croisée avec les protéines humaines, murines et de rat ; destiné à l'étude du métabolisme des folates et de l'organisation du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-FTCD
Remarques/Alias	LCHC1 ; FTCD
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10841
GeneID	10841
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 320 à 541 de la FTCD humaine (NP_006648.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	O95954
Poids moléculaire	59 kDa
Expédition	Sac réfrigérant