


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ftmt (Ferritine Mitochondriale) Pour Wb, Elisa - Q8N4E7

Numéro d'article: CM0016791



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la ferritine mitochondriale humaine (FTMT). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Essentiel pour les études sur le métabolisme du fer, la fonction mitochondriale et le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FTMT Lapin pAb
Remarques/Alias	MTF; FTMT
Espèce	Humain
ID de gène	94033
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 183-242 de la FTMT humaine (NP_803431.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8N4E7
Poids moléculaire	28kDa
Expédition	Sac de glace