

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fto - Id Du Gène 79068

Numéro d'article: CM0022615

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant FTO, produit contre un fragment N-terminal de poisson-zèbre. Validé pour la WB et l'ELISA avec une réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Convient aux études d'épitranscriptomique et d'obésité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-FTO
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	79068
ID du gène (poisson-zèbre)	553363
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 349 de la protéine FTO du poisson-zèbre (XP_009301626.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
Expédition	Sac réfrigérant