

Anticorps Polyclonal De Lapin Fuca2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bty2

Numéro d'article: CM0017024

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'alpha-L-fucosidase plasmatique humaine (FUCA2), validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des glycoprotéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FUCA2 Lapin pAb
Remarques/Alias	dj20N2.5; FUCA2
Espèce	Humain
GeneID	2519
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 118-467 de FUCA2 humaine (NP_114409.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BTY2
Poids moléculaire	54kDa
Expédition	Sac de glace