


## Fxr1 Lapin Pab - P51114

Numéro d'article: CM0019683



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine FXR1 humaine (P51114), validé pour WB, IF/CCC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour étudier la régulation de la traduction des ARNm, la neurogenèse et le développement musculaire. Poids moléculaire estimé : 70 kDa.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | FXR1 Lapin pAb                                                                                                                      |
| Remarques/Alias      | FXR1P; CMYP9A; CMYP9B; MYOPMIL; MYORIBF; FXR1                                                                                       |
| Espèce               | Humain                                                                                                                              |
| GeneID (Humain)      | 8087                                                                                                                                |
| GeneID               | 8087                                                                                                                                |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 310-539 de la FXR1 humaine (NP_001013456.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                               |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                               |
| Application          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                   |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                 |
| SWISS                | P51114                                                                                                                              |
| Poids de la protéine | 70 kDa                                                                                                                              |
| Expédition           | Sac isotherme                                                                                                                       |