

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fyn Pour Wb, Ihc, If/Icc, Elisa - P06241

Numéro d'article: CM0021486



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le Fyn humain (P06241), testé en WB, IHC, IF/ICC, ELISA. Reconnaît le Fyn humain, murin et de rat. Fyn est une tyrosine kinase non réceptrice de la famille Src impliquée dans la signalisation cellulaire, la réponse immunitaire et la fonction neuronale. Idéal pour la recherche en oncologie et en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin anti-Fyn
Remarques/Alias	SLK; SYN; p59-FYN; Fyn
Espèce	Humain
GenelD (humain)	2534
GenelD	2534
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 du Fyn humain (NP_002028.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06241
Poids moléculaire protéique	61 kDa
Expédition	Sac de glace