


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Gaa Pour Wb, Elisa - P10253

Numéro d'article: CM0002218



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-GAA validé pour WB et ELISA. Cible l'alpha-glucosidase lysosomale humaine (P10253), essentielle pour la dégradation du glycogène. Idéal pour la recherche sur la maladie de Pompe.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAc de lapin anti-GAA
Remarques/Alias	LYAG; GAA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2548
GeneID	2548
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 du GAA humain (P10253).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10253
Poids de la protéine	105kDa
Expédition	Sac de glace