

## Anticorps Monoclonal Lapin Gaba Transaminase (Abat) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P80404

Numéro d'article: CM0004630

### Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant la GABA transaminase humaine (ABAT), adapté pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Immunogène recombinant (aa 1-100). Idéal pour la recherche sur la dégradation des neurotransmetteurs et les mitochondries.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Nom du produit     | GABA transaminase (ABAT) mAb lapin               |
| Remarques/Alias    | GABAT; NPD009; GABA-AT; GABA transaminase (ABAT) |
| Espèce             | Humain                                           |
| GeneID (humain)    | 18                                               |
| GeneID             | 18                                               |
| Immunogène         | Peptide synthétique                              |
| Source             | Lapin                                            |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                            |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                 |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                              |
| SWISS              | P80404                                           |
| Poids moléculaire  | 56kDa                                            |
| Expédition         | Sac de glace                                     |