


## Gabbr1 Lapin Pab - Q9Ubs5

Numéro d'article: CM0016158



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la sous-unité 1 du récepteur de type B de l'acide  $\gamma$ -aminobutyrique humain (GABBR1) pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études en neuroscience sur la transmission synaptique inhibitrice.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | GABBR1 Lapin pAb                                                                                                              |
| Remarques/Alias      | GB1; GPRC3A; GABABR1; GABBR1-3; GABBR1                                                                                        |
| Espèce               | Humain                                                                                                                        |
| GeneID               | 2550                                                                                                                          |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-460 de GABBR1 humain (NP_068703.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                         |
| Application          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                           |
| SWISS                | Q9UBS5                                                                                                                        |
| Poids de la protéine | 108kDa                                                                                                                        |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                  |