


Anticorps Monoclonal Lapin Galectine 3/Lgals3 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P17931

Numéro d'article: CM0002544



Introduction

Anticorps monoclonal lapin contre la Galectine-3 humaine (LGALS3, MAC2). Validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur l'inflammation, le cancer et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Galectine 3/LGALS3 mAb lapin
Remarques / Alias	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; Galectin 3/LGALS3
Espèce	Humain
GeneID	3958
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de la Galectine 3/LGALS3 humaine (P17931).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17931
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sachet de glace