

GalNS Lapin Pab Pour Wb - P34059

Numéro d'article: CM0023219



Introduction

GALNS Lapin pAb est un anticorps polyclonal produit contre la GALNS humaine recombinante, validé pour WB et ELISA. Détecte la GALNS dans des échantillons humains, murins et de rat, adapté à la recherche sur les maladies de surcharge lysosomale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GALNS Lapin pAb
Remarques/Alias	GAS ; MPS4A ; GaIN6S ; GALNAC6S ; GALNS
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2588
ID du gène	2588
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 27-307 de la GALNS humaine (NP_000503.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P34059
Poids moléculaire de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace