

Anticorps Monoclonal Lapin Galt Pour Wb, Elisa - P07902

Numéro d'article: CM0002659



Introduction

Anticorps monoclonal lapin GALT de haute qualité validé pour le WB et l'ELISA. Cible la galactose-1-phosphate uridylyltransférase humaine, essentielle au métabolisme du galactose. Idéal pour les applications de DIV et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GALT Rabbit mAb
Remarques/Alias	GALT
Espèce cible	Humaine
GeneID (Humain)	2592
GeneID	2592
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de la GALT humaine (P07902)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P07902
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac isotherme