

Anticorps Polyclonal Lapin Gamt Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14353

Numéro d'article: CM0030924



Introduction

Anticorps polyclonal lapin GAMT validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec la GAMT humaine, de souris et de rat. Cible la guanidinoacétate N-méthyltransférase, clé pour la synthèse de créatine. Convient aux études sur les troubles métaboliques et le développement neurologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin anti-GAMT
Remarques/Alias	PIG2; CCDS2; TP53I2; HEL-S-20; GAMT
Espèce	Humain
ID gène (Humain)	2593
ID gène	2593
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-236 de la GAMT humaine (NP_000147.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14353
Poids de la protéine	26kDa
Expédition	Sac de glace