


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gata1 Pour Western Blot - P15976

Numéro d'article: CM0014921



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GATA1 humain, un facteur de transcription érythroïde clé. Validé pour le Western blot et réagit de manière croisée avec la souris. Outil essentiel pour la recherche sur l'érythropoïèse et les hémoglobinopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GATA1 Lapin pAb
Remarques/Alias	GF1, GF-1, NFE1, XLTT, ERYF1, NF-E1, XLANP, XLTDA, GATA-1, HAEADA, GATA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2623
GeneID	2623
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 55-155 du GATA1 humain (NP_002040.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	Western Blot (WB)
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P15976
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace