

Gbf1 Lapin Pab - Q92538

Numéro d'article: CM0030798

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GBF1 humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte le GBF1 humain et de souris, un facteur d'échange de nucléotides guanyliques résistant à la bréfeldine A et spécifique de l'appareil de Golgi, impliqué dans le trafic vésiculaire COPI et l'assemblage de l'appareil de Golgi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GBF1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CMT2GG; CMTDI2; CMTDIA; ARF1GEF; GBF1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8729
GeneID	8729
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-85 du GBF1 humain (NP_004184.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q92538
Poids de la protéine	206kDa
Expédition	Sac de glace