


## Anticorps Monoclonal De Lapin Gbp1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P32455

Numéro d'article: CM0003204



### Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin spécifique du GBP1 humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte le GBP1 humain, murin, de rat. Convient pour la recherche sur l'immunité innée, l'autophagie et les maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit              | Anticorps monoclonal de lapin anti-GBP1                                                                                                   |
| Remarques/Alias             | GBP1 ; protéine de liaison au guanylate 1                                                                                                 |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                                    |
| GeneID (Humain)             | 2633                                                                                                                                      |
| GeneID                      | 2633                                                                                                                                      |
| Immunogène                  | Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 493-592 du GBP1 humain (P32455). |
| Source                      | Lapin                                                                                                                                     |
| Catégorie                   | Anticorps monoclonaux                                                                                                                     |
| Application                 | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                          |
| Réactivité croisée          | Humain, Souris, Rat                                                                                                                       |
| SWISS                       | P32455                                                                                                                                    |
| Poids moléculaire protéique | 68 kDa                                                                                                                                    |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                              |