


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gbp1 Pour Wb, Elisa - P32455

Numéro d'article: CM0026679



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-GBP1 de CamelBio est conçu pour les applications de Western blot (WB) et ELISA. Il cible la protéine 1 de liaison au guanylate humaine, une GTPase clé inductible par l'interféron impliquée dans l'immunité innée et la défense contre les agents pathogènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-GBP1
Remarques/Alias	GBP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2633
GeneID	2633
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 383-592 de la GBP1 humaine (NP_002044.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P32455
Poids moléculaire de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace