

Anticorps Monoclonal De Lapin Gcet2 Pour Wb Et Elisa - Q8N6F7

Numéro d'article: CM0002810

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant le GCET2 humain (HGAL, GCAT2). Validé pour le Western blot et l'ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour l'étude de la biologie des lymphocytes B du centre germinatif et des lymphomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre principal	Spécification
Nom du produit	GCET2 AcM de lapin
Remarques/Alias	HGAL ; GCAT2 ; GCET2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	257144
ID du gène	257144
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-178 du GCET2 humain (Q8N6F7)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N6F7
Poids moléculaire de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace