


Ac Monoclonal De Lapin Anti-Gcn2 - Q9P2K8

Numéro d'article: CM0007361



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-GCN2 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Cible la kinase eIF-2-alpha GCN2, un capteur du stress métabolique régulant la traduction et la réponse intégrée au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-GCN2
Remarques/Alias	GCN2 ; PVOD2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	440275
GeneID	440275
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 300 de la GCN2 humaine (NP_001013725.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	Q9P2K8
Poids moléculaire	187 kDa
Expédition	Sac de glace