


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gemin7 Pour Wb Et Elisa - Q9H840

Numéro d'article: CM0015950



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GEMIN7 humain (SIP3), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Utile pour étudier l'assemblage des snRNP, l'épissage des pré-ARNm et la fonction du complexe SMN. Réactivité croisée avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GEMIN7 pAb de lapin
Remarques/Alias	SIP3 ; GEMIN7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79760
GeneID	79760
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-131 du GEMIN7 humain (NP_078983.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9H840
Poids moléculaire protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace