

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-GL7 - Q6Yw00

Numéro d'article: CM0021215

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine GL7 d’Oryza sativa (Q6YW00, ~104 kDa). Validé pour la WB et l’ELISA, avec une réactivité spécifique chez le riz. Idéal pour la biologie végétale et la recherche agronomique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | GL7 pAb de lapin                                                                                                                                      |
| Remarques/Alias      | GL7                                                                                                                                                   |
| Espèce               | Oryza sativa                                                                                                                                          |
| ID du gène           | 4343837                                                                                                                                               |
| Immunogène           | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 444-570 de GL7 d’Oryza sativa. (Q6YW00). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                                 |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                 |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                                             |
| Réactivité croisée   | Oryza sativa                                                                                                                                          |
| SWISS                | Q6YW00                                                                                                                                                |
| Poids de la protéine | 104 kDa                                                                                                                                               |
| Expédition           | Sac réfrigérant                                                                                                                                       |