

Anticorps Polyclonal De Lapin Glb1 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P16278

Numéro d'article: CM0022211



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la bêta-galactosidase humaine (GLB1), validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris, le rat. Utile pour la recherche sur les maladies de stockage lysosomales et l'élastogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GLB1 pAb de lapin
Remarques/Alias	EBP; ELNR1; MPS4B; GLB1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	2720
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 329-677 de GLB1 humain (NP_000395.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16278
Poids de la protéine	76 kDa
Expédition	Sac de glace