

Anticorps Monoclonal De Lapin Gli1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08151

Numéro d'article: CM0007617



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin GLI1 de haute qualité validé pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec GLI1 humain, de souris et de rat ; l'immunogène couvre les acides aminés N-terminaux 1-233. Idéal pour la recherche en cancérologie et en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-GLI1
Remarques/Alias	GLI ; PPD1 ; PAPA8 ; GLI1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2735
GeneID	2735
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-233 de GLI1 humain (NP_005260.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08151
Poids de la protéine	118kDa
Expédition	Sac de glace