


Anticorps Monoclonal De Lapin Gli3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P10071

Numéro d'article: CM0009355



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Gli3 de haute qualité pour WB, IF/ICC, ELISA. Validé sur l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Hedgehog et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Gli3 Rabbit mAb
Remarques / Alias	PHS; ACLS; GCPS; PAPA; PAPB; PAP-A; PAPA1; PPDIV; GLI3FL; GLI3-190; Gli3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	2737
GenelD	2737
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1301-1580 de la protéine Gli3 humaine (P10071)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10071
Poids de la protéine	170 kDa
Expédition	Sac de glace