


Glut3/Slc2A3 Pab De Lapin - P11169

Numéro d'article: CM0024987



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre GLUT3/SLC2A3, un transporteur facilité du glucose, adapté pour WB, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Utilisation pour la recherche dans les études du transport et du métabolisme du glucose. UniProt P11169.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GLUT3/SLC2A3 pAb de lapin
Remarques / Alias	GLUT3; GLUT3/SLC2A3
Espèce	Humain
Identifiant du gène	6515
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 207-281 de GLUT3/SLC2A3 humain (NP_008862.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11169
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac isotherme