

Glutaminase (GLs) Anticorps Monoclonal De Lapin Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - O94925

Numéro d'article: CM0006396



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Glutaminase (GLS) pour WB, IF/ICC, IF-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible l'isoforme rénal mitochondrial de la GLS, cruciale pour le métabolisme de la glutamine. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du cancer et la neurotransmission.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Glutaminase (GLS) Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	GAC ; GAM ; KGA ; GLS1 ; AAD20 ; DEE71 ; GDPAG ; CASGID ; EIEE71 ; Glutaminase (GLS)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2744
GeneID	2744
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 40 et 140 de la Glutaminase (GLS) humaine. (NP_055720.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O94925
Poids moléculaire protéique	73 kDa
Expédition	Sac de glace