


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Glycogène Synthase 1 (Gys1) Pour Wb, Elisa - P13807

Numéro d'article: CM0004965



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Glycogène synthase 1 (GYS1) humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur le métabolisme musculaire et du glycogène. Swiss-Prot : P13807.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Glycogène synthase 1 (GYS1)
Remarques/Alias	GSY ; GYS ; Glycogène synthase 1 (GYS1)
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2997
Identifiant du gène	2997
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 638 et 737 de la Glycogène synthase humaine (P13807).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13807
Poids moléculaire de la protéine	84 kDa
Expédition	Sac de glace