

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Gm130 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08379

Numéro d'article: CM0002244



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le GM130 humain (GOLGA2, Golgin-95) pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur l'appareil de Golgi et la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GM130 AcM de lapin
Remarques/Alias	GM130 ; DEDHMB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2801
GeneID	2801
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 du GM130 humain (Q08379).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q08379
Poids protéique	113 kDa
Expédition	Sac de glace