


Gmnn Lapin Pab Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 075496

Numéro d'article: CM0028911



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Géméine humaine (GMNN) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Validé pour un usage de recherche dans les études du cycle cellulaire et de la réplication de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GMNN Lapin pAb
Remarques/Alias	Gem; MGORS6; GMNN
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51053
GeneID	51053
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075496
Poids de la protéine	24kDa
Expédition	Sac de glace