

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gna12 (Pab) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q03113

Numéro d'article: CM0018071

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant GNA12 (sous-unité alpha 12 de la protéine G). Convient pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines humaines, murines et de rat. Immunogène constitué d'une protéine recombinante. Idéal pour les études sur la signalisation et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNA12 pAb de lapin
Remarques/Alias	RMP ; gep ; NNX3 ; HG1M1 ; GNA12
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	2768
GeneID	2768
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 285-381 de la GNA12 humaine (NP_031379.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q03113
Poids moléculaire	44 kDa
Expédition	Sac réfrigérant