

Gna14 Pab De Lapin - O95837

Numéro d'article: CM0015851

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine GNA14 humaine, adapté pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réaction croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude des voies de signalisation couplées aux protéines G.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNA14 pAb de Lapin
Remarques / Alias	HG1I; GNA14
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	9630
Identifiant du gène	9630
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-350 de la GNA14 humaine (NP_004288.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95837
Poids moléculaire de la protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace