


Ac Mab Gnai2 De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P04899

Numéro d'article: CM0002877



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de Lapin anti-GNAI2 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît le GNAI2 humain et de rat (40kDa), une sous-unité de protéine G inhibant l'adénylate cyclase. Idéal pour les études sur la signalisation des RCPG et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb GNAI2 de Lapin
Remarques/Alias	GIP; HG1C; GNAI2B; H_LUCA15.1; H_LUCA16.1; GNAI2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2771
GeneID	2771
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 250-355 du GNAI2 humain (P04899).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P04899
Poids de la protéine	40kDa
Expédition	Sac de glace