


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Gne Pour Wb, Elisa - Q9Y223

Numéro d'article: CM0002923



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le GNE humain (Q9Y223), validé pour WB et ELISA. Détecte le GNE humain et de rat, une enzyme clé de la biosynthèse de l'acide sialique, avec un poids moléculaire de 79 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAc de lapin anti-GNE
Remarques/Alias	NM; DMRV; IBM2; Uae1; GLCNE; GNE
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10020
GeneID	10020
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 623-722 du GNE humain (Q9Y223).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9Y223
Poids de la protéine	79 kDa
Expédition	Sac de glace