

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gnp1 (Oryza Sativa) - Q10Ac7

Numéro d'article: CM0022691

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-GNP1 pour Oryza sativa, validé en WB et ELISA. Immunogène recombinant, réagit avec Oryza sativa. Protéine de 42kDa. Idéal pour la recherche sur la croissance et le développement des plantes.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détail
Nom du Produit	GNP1 Lapin pAb
Alias	GNP1; OsGA20ox1; qEPD2
Espèce	Oryza sativa
ID de Gène	4334841
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de GNP1 de Oryza sativa (Q10AC7)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Oryza sativa
SWISS	Q10AC7
Poids Moléculaire	42kDa
Expédition	Sac de glace