


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gnrh1 Pour Wb Et Elisa - P01148

Numéro d'article: CM0026489



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GnRH1 humain (également connu sous le nom de LHRH, GRH) est validé pour WB et ELISA, réagit croisée avec la souris et est idéal pour l'étude des voies de sécrétion des gonadotropines médiées par le GnRH.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GnRH1 Lapin pAb
Remarques/Alias	GRH; GNRH; LHRH; LNRH
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2796
GeneID	2796
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-92 du GNRH1 humain (NP_001076580.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P01148
Poids Protéique	10kDa
Expédition	Sac de glace