

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gns Pour Wb Et Elisa - P15586

Numéro d'article: CM0025365

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GNS humain (N-acétylglucosamine-6-sulfatase), validé pour les applications WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche en glycobiologie et sur les maladies de surcharge lysosomale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNS Lapin pAb
Remarques/Alias	G6S; GNS
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2799
ID de gène	2799
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 293-552 du GNS humain (NP_002067.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15586
Poids moléculaire	62kDa
Expédition	Sac de glace