

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gorasp2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H8Y8

Numéro d'article: CM0016478



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant GORASP2 (GRASP55), une protéine clé de réassemblage et d'empilement de l'appareil de Golgi ; adapté à la WB, l'IF/ICC et l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Immunogène : GORASP2 humain recombinant (aa 353-452).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-GORASP2
Remarques/Alias	p59 ; GRS2 ; GOLPH6 ; GRASP55 ; GORASP2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	26003
GeneID	26003
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 353-452 de GORASP2 humain (NP_056345.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9H8Y8
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace