

Anticorps Polyclonal De Lapin Gp6 Pour Wb Et Elisa - Q9Hcn6

Numéro d'article: CM0023286



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin GP6 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Reconnaît le GP6 humain, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la glycoprotéine VI plaquettaire dans la recherche sur la thrombose et l'hémostase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-GP6
Remarques / Alias	GPIV; GPVI; BDPLT11; GP6
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	51206
Identifiant du gène	51206
Immunogène	Peptide synthétique (Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 21 et 267 de la GP6 humaine (NP_057447.5))
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HCN6
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace