

Anticorps Polyclonal De Lapin Gpam Pour Wb, Elisa - Q9Hcl2

Numéro d'article: CM0026070



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la GPAM humaine (glycérol-3-phosphate acyltransférase 1, mitochondriale). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée contre la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPAM Rabbit pAb
Remarques / Alias	GPAT; GPAT1; GPAM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57678
GeneID	57678
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 594-828 de la GPAM humaine (NP_001231878.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9HCL2
Poids de la protéine	94 kDa
Expédition	Sac de glace