

Gpr182 Pab De Lapin Pour Wb, Elisa - O15218

Numéro d'article: CM0024148

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre GPR182 (ACKR5), un récepteur chimiokine scavenger atypique. Validé pour WB et ELISA, réactivité croisée avec l'homme et la souris. Idéal pour la recherche sur la signalisation des chimiokines et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPR182 pAb de lapin
Remarques/Alias	AMR, 7TMR, ADMR, AM-R, G10D, L1-R, gamrh, hrhAMR, GPR182
Espèce	Humain
GeneID	11318
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 250 et 350 de GPR182 humain (NP_009195.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O15218
Poids protéique	45kDa
Expédition	Sac isotherme