


Gps1 Lapin Pab - Q13098

Numéro d'article: CM0025445



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre GPS1 (CSN1/COPS1), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour la recherche sur la voie ubiquitine-protéasome et le signalosome. 56kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPS1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CSN1; SGN1; COPS1; GPS1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2873
ID de gène	2873
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 258-527 du GPS1 humain (NP_997657.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13098
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sac de glace