

Granulin Rabbit Polymab® - P28799

Numéro d'article: CM0004096



Introduction

Anti-Granulin Rabbit PolymAb® pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris. Anticorps monoclonal recombinant ciblant la granuline humaine (PGRN, GP88). Idéal pour la recherche sur la fonction lysosomale et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Granulin Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	GEP; GP88; PEPI; PGRN; CLN11; PCDGF
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2896
GeneID	2896
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 494-593 de la granuline humaine (NP_002078.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P28799
Poids moléculaire	64kDa
Expédition	Sac de glace