


Anticorps Polyclonal De Lapin Grb10 Pour Wb, Elisa - Q13322

Numéro d'article: CM0015849



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin GRB10 validé pour WB et ELISA. Détecte le GRB10 humain, un adaptateur clé dans la signalisation insuline/IGF1R et les voies Wnt. Idéal pour la recherche métabolique et sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GRB10 Lapin pAb
Remarques/Alias	RSS; IRBP; MEG1; GRB-IR; Grb-10; GRB10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2887
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du GRB10 humain (NP_005302.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q13322
Poids Protéique	67kDa
Expédition	Sac de glace