

Anticorps Monoclonal Lapin Grb2 Pour Wb - P62993

Numéro d'article: CM0002347

Introduction

Anticorps monoclonal lapin GRB2 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reconnaît le GRB2 humain, souris et rat. Idéal pour l'étude de la signalisation des récepteurs de facteurs de croissance, de l'activation des lymphocytes T et de l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GRB2 mAc lapin
Remarques/Alias	ASH; Grb3-3; MST084; NCKAP2; MSTP084; EGFRBP-GRB2; GRB2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2885
GeneID	2885
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 118-217 du GRB2 humain (P62993).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62993
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace