

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Grhl2 Pour Wb, Elisa - Q6Isb3

Numéro d'article: CM0020177



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GRHL2 validé pour Western blot et ELISA chez l'homme et le rat. Cible l'homologue de la protéine Grainyhead-like 2, un facteur de transcription crucial pour le développement épithélial et la fermeture du tube neural. Idéal pour des études sur la neurulation, la morphogenèse épithéliale et la biologie des kératinocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GRHL2 pAb lapin
Remarques/Alias	GRHL2; BOM; DFNA28; ECTDS; TFCP2L3; homologue de la protéine grainyhead-like 2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	79977
GeneID	79977
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 110 et 210 de GRHL2 humain.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q6ISB3
Poids de la protéine	69kDa/71kDa
Expédition	Sac de glace