


Grik2 Lapin Mab Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13002

Numéro d'article: CM0012529



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant le GRIK2 humain (GluR6, EAA4). Validé pour WB, IHC-P et ELISA avec réactivité chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les récepteurs ionotropes du glutamate.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GRIK2 Lapin mAb
Remarques/Alias	EAA4 ; GLR6 ; MRT6 ; GLUK6 ; GLUR6 ; GluK2 ; NEDLAS ; GRIK2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2898
GeneID	2898
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 50-150 du GRIK2 humain (Q13002)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13002
Poids protéique	103 kDa
Expédition	Sac de glace